




S-A-M®

**KATALOG FÜR
ERSATZTEILE UND
VERBRAUCHSMATERIAL**
***CATALOGUE FOR PARTS
AND CONSUMABLE***

GÜLTIG AB 2015 / VALID UNTIL 2015

SAM[®] AXIOQUICK[®] RECORDER SAM[®] AXIOQUICK[®] RECORDER



AQR 100.002

Oberer Bogen mit Empfängern


upper bow with receivers



AQR 100.003

Unterer Bogen mit Sendern


lower bow with transmitters



AQR 100.004

Fußschalter

foot control



AQR 100.005

Ohrlöcher - metall

(1 Paar)

earpieces - metal

(1 pair)



AQR 100.006

Kopfband weiß

vertex support band, white



AQR 100.007

USB Kabel

USB cable



AQR 100.008

Referenzzeiger

reference point marker



AQR 100.009

Achsnadeln (2 Stück)
hinge axis indicator (2 pieces)



AQR 100.011

Netzgerät für Systembox
interface power supply



AQR 100.015

Ohroliven - AQR, metall
(1 Paar) mit blauer Hygieneschutzkappe

earpieces - AQR metal
(1 pair) with hygienic blue caps



AQR 100.016

Adapter USA für Netzteil AQR Systembox
USA Power Supply Adapter



AQR 101

Aktuelle Software für AQR
AQR Program CD



AQR 200.001


Koffer grau für AQR mit Einsätzen
carry case for AQR with customized foam inserts



AQR 220

Okklusaler Löffel mit Einmalaufsätzen
(3 Stück) und Z-Magnetbefestigung

occlusal clutch with single use occlusal clutch attachments (3 pieces) and Z-magnetic attachment



AQR 221

NT-Klemme und Z-Magnetbefestigung

NT-clamp and Z-magnetic attachment



AQR 222

Paraokklusaler Löffel mit Z-Magnetbefestigung

paraocclusal clutch with Z-magnetic attachment



AQR 223

Okklusaler Löffel mit Z-Magnetbefestigung

Occlusal clutch with Z-magnetic attachment



AQR 225

Okklusale Einmalaufsätze für Z-Magnetbefestigung
(3 Stück)

single use occlusal clutch attachment for Z-magnetic attachment (3 pieces)



AXO 159001

Nackengummi (2 Stück)

rubber neck band (2 pieces)



SAM® SE ARTIKULATOR

SAM® SE ARTICULATOR




ART 600

SAM® SE Artikulator

SAM® SE Artikulator „Special Edition“ mit einer fest eingebauten Curvatur 1 und Bennettführung mit normaler Sideshift, Inzisaltisch plan (ART 275) für Schraubmontageplatten-Systeme

SAM® SE Articulator

SAM® SE articulator „Special Edition“ with integrated curvature 1 and bennett guides with normal sideshift, a flat incisal table (ART 275) for systems with screw type mounting plates



ART 615M

SAM® SE artikulator, MPS


SAM® SE Artikulator „Special Edition“ mit einer fest eingebauten Curvatur 1 und Bennettführung mit normaler Sideshift, Inzisaltisch plan (ART 275) für MPS-Magnetmontageplatten-Systeme

SAM® SE Articulator, MPS

SAM® SE articulator „Special Edition“ with integrated curvature 1 and bennett guides with normal sideshift, a flat incisal table (ART 275) for MPS magnetic mounting plate system.

SAM® 2P ARTIKULATOR

SAM® 2P ARTICULATOR



Produkte enthalten nur die unten beschriebenen Teile. *Products includes only the parts mentioned below.*


ART 300

SAM® 2P ARTIKULATOR

SAM® 2P Artikulator mit Kondylarbahngehäuse Curvatur 1 (ART 225), mit Bennett-Führungen weiß (ART 150) und grün (ART 176), Inzisaltisch plan (ART 275), für Schraubmontageplatten-Systeme

SAM® 2P ARTICULATOR

SAM® 2P articulator with condylar housing curvature 1 (ART 225), with one pair each of the bennett guides- white (ART 150) and green (ART 176), incisal table flat (ART 275), for systems with screw type mounting plates



Produkte enthalten nur die unten beschriebenen Teile. *Products includes only the parts mentioned below.*

ART 315M

SAM® 2P Artikulator, MPS


SAM® 2P Artikulator mit Kondylarbahnhöhse Curvatur 1 (ART 225), mit Bennett-Führungen weiß (ART 150) und grün (ART 176), Inzisaltisch plan (ART 275)

für MPS-Magnetmontageplatten-Systeme

SAM® 2P Artikulator, MPS

SAM® 2P articulator with condylar housing curvature 1 (ART 225), with one pair each of the bennett guides- white (ART 150) and green (ART 176), incisal table flat (ART 275)

for MPS magnetic mounting plate system.



Produkte enthalten nur die unten beschriebenen Teile. *Products includes only the parts mentioned below.*

ART 415M

SAM® 2PX Artikulator, MPS

SAM® 2PX Artikulator mit Kondylarbahn-Einsätze Curvatur 1 weiß (ART 541), mit jeweils einem Paar Bennett-Führungen metall (ART 439) und grün (ART 445), Inzisaltisch plan (ART 275), Abstützstift (ART 525) und Kippstützen (ART 526) für MPS-Magnetmontageplatten-Systeme

SAM® 2PX Articulator, MPS

SAM® 2PX articulator with condylar insert curvature 1 white (ART 541), with one pair each of the bennett guides- metal (ART 439) and green (ART 445), incisal table flat (ART 275), vertical support rod (ART 525), and tilt support rods (ART 526) for MPS magnetic mounting plate system.

SAM® 3 ARTIKULATOR

SAM® 3 ARTICULATOR



Produkte enthalten nur die unten beschriebenen Teile. *Products includes only the parts mentioned below.*

Artikulator SAM® 3 Basic

SAM® 3 Artikulator mit

- Abstützstift (ART 525)
- Kippstützen (ART 526)

- Kondylarbahn-Einsätze Curvatur 1 weiß (ART 541)
- Bennett-Führungen gerade metall (ART 539)
- Bennett-Führungen hellgrün metall (ART 545)

- Inzisalsift IIIP (ART 520)
- Inzisaltisch plan (ART 275)

ART 500

für Schraubmontageplatten-Systeme

ART 515M

für MPS-Magnetmontageplatten-Systeme

Artikulator SAM® 3 Basic

SAM® 3 articulator with

- vertical support rod (ART 525)
- tilt support rods (ART 526)

- condylar inserts curvature 1 white (ART 541)
- bennett guides straight metal (ART 539)
- bennett guides light green metal (ART 545)

- incisal pin IIIP (ART 520)
- incisal table flat (ART 275)

ART 500

for systems with screw type mounting plates

ART 515M

for MPS magnetic mounting plate system

Artikulator SAM® 3 Standard

SAM® 3 Artikulator mit

- Abstützstift (ART 525)
- Kippstützen (ART 526)

- Kondylarbahn-Einsätze Curvatur 1 weiß (ART 541)
- Bennett-Führungen gerade metall (ART 539)
- Bennett-Führungen hellgrün metall (ART 545)

- Inzisalsift IIIP (ART 520)
- Inzisaltisch plan (ART 275)


- Protrusions-/ Retrusions-Schrauben, (ART 530)

ART 531

für Schraubmontageplatten-Systeme

ART 546M

für MPS-Magnetmontageplatten-Systeme



Produkte enthalten nur die unten beschriebenen Teile. *Products includes only the parts mentioned below.*

Articulator SAM® 3 Standard

SAM® 3 articulator with

- vertical support rod (ART 525)
- tilt support rods (ART 526)
- condylar inserts curvature 1 white (ART 541)
- bennett guides straight metal (ART 539)
- bennett guides light green metal (ART 545)
- incisal pin IIIP (ART 520)
- incisal table flat (ART 275)
- protrusion / retrusion screws (ART 530)

ART 531

for systems with screw type mounting plates

ART 546M

for MPS magnetic mounting plate system

Artikulator SAM® 3 Professional

SAM® 3 Artikulator mit

- Abstützstift (ART 525)
- Kippstützen (ART 526)
- Curvaturen Sortiment (ART 540)
- Bennett-Führungen Sortiment II (ART 547)
- Inzisalfitt IIIPM microjustierbar (ART 533)
- Inzisaltisch, einstellbar (ART 260)
- Protrusions-/Retrusions-Schrauben, (ART 530)

ART 550

für Schraubmontageplatten-Systeme

ART 565M

für MPS-Magnetmontageplatten-Systeme

Articulator SAM® 3 Professional

SAM® 3 articulator with

- vertical support rod (ART 525)
- tilt support rods (ART 526)
- curvature set (ART 540)
- Bennett guides set II (ART 547)
- incisal pin IIIPM micro adjustable (ART 533)
- incisal table, adjustable (ART 260)
- protrusion / retrusion screws (ART 530)

ART 550

for systems with screw type mounting plates

ART 565M

for MPS magnetic mounting plate system


ART 113

Rändelschraube für Montageplatten Befestigung

Umbausatz für Artikulator Ober- oder Unterteil. Rändelschraube 25 mm, Bolzen mit Schraubgewinde für Montageplatten oder AXIOSPLIT®

Mounting Plate Thumb Screw Assembly

screw kit for repairing or replacing upper and lower mounting plate thumb screws, head diameter 25 mm, screw thread 0.25 in.



ART 114

Rändelschraube für Montageplatten Befestigung

Umbausatz für Artikulator Ober- und Unterteil. Rändelschraube 25 mm, Bolzen mit Schraubgewinde für Montageplatten oder AXIOSPLIT®

Mounting Plate Thumb Screw Assembly

screw kit for repairing or replacing upper and lower mounting plate thumb screws, head diameter 25 mm, screw thread 0.25 in.



ART 120

Montageplatten mit Schraubgewinde

(20 Stück) glasfaserverstärkter Kunststoff, gelb, Metall-Gewinde, zur Einmalverwendung Für SAM®, WhipMix, Stuart und Panadent Artikulatoren

Mounting Plates, Screw Type

(20 pieces) yellow, glass fiber reinforced polyamid resin with threaded metal insert for SAM®, WhipMix, Stuart and Panadent articulators



ART 124

Montageplatten mit Schraubgewinde BP

(100 Stück) Großpackung, glasfaserverstärkter Kunststoff, gelb, Metall-Gewinde, zur Einmalverwendung für SAM®, WhipMix, Stuart und Panadent Artikulatoren

Mounting plates thumb screw BP

(100 pieces) bulk pack, yellow, glass fiber reinforced polyamid resin with threaded metal insert for SAM®, WhipMix, Stuart and Panadent articulators



ART 135

Rändelmutter für Gesichtsbogen

für ART 260, für ART 155

Thumb nut for facebow

for ART 260, for ART 155




ART 136

Rändelmutter für Bennettführung

(2 Stück) Rändeldurchmesser 9 mm, Innengewinde 4 mm für SAM 2P und SAM 3

Thumb Nut for Bennett Guidance Insert

(2 pieces) inside thread 4 mm and outside diameter 9 mm for SAM 2P and SAM 3



ART 150

Bennett-Führungen weiß,

gerade, ein Paar für SAM® 1, SAM® 2C + SAM® 2P

bennett guides white,

straight, one pair for SAM® 1, SAM® 2C + SAM® 2P



ART 155

Referenzzeiger für SAM[®] 1 und Transferstände

Orbital reference pointer for SAM[®] 1 and transfer stand



ART 176

Bennett-Führungen grün

(1 Paar) mit geringer Sideshift für SAM[®] 2C + SAM[®] 2P

bennett guides green

(1 pair) with minimal sideshift for SAM[®] 2C + SAM[®] 2P



ART 177

Bennett-Führungen blau

(1 Paar) mit erweiterter Sideshift, ein Paar für SAM[®] 2C + SAM[®] 2P + SAM[®] 3

bennett guides blue

(1 pair) with moderate sideshift for SAM[®] 2C + SAM[®] 2P + SAM[®] 3



ART 178

Bennett-Führungen rot

(1 Paar) mit erweiterter und immediate Sideshift, ein Paar für SAM[®] 2C + SAM[®] 2P + SAM[®] 3

bennett guides red

(1 pair) with maximum and immediate sideshift for SAM[®] 2C, SAM[®] 2P and SAM[®] 3



ART 181

Protrusionseinsatz weiß

(2 Stück) 1 mm Protrusion für SAM[®] 2C und SAM[®] 2P

protrusion insert white

(2 pieces) 1 mm protrusion for SAM[®] 2C and SAM[®] 2P



ART 182

Protrusionseinsatz gelb

(2 Stück) 2 mm Protrusion für SAM[®] 2C und SAM[®] 2P

protrusion insert yellow

(2 pieces) 2 mm protrusion for SAM[®] 2C and SAM[®] 2P



ART 183

Protrusionseinsatz grün

(2 Stück) 3 mm Protrusion für SAM[®] 2C und SAM[®] 2P

protrusion insert green

(2 pieces) 3 mm protrusion for SAM[®] 2C and SAM[®] 2P



ART 184

Protrusionseinsatz rot

(2 Stück) 4 mm Protrusion für SAM® 2C und SAM® 2P

protrusion insert red

(2 pieces) 4 mm protrusion for SAM® 2C and SAM® 2P




ART 185

Protrusionseinsatz blau

(2 Stück) 5 mm Protrusion für SAM® 2C und SAM® 2P

protrusion insert blue

(2 pieces) 5 mm protrusion for SAM® 2C and SAM® 2P



ART 186

Protrusionseinsatz schwarz

(2 Stück) 6 mm Protrusion für SAM® 2C und SAM® 2P

protrusion insert black

(2 pieces) 6 mm protrusion for SAM® 2C and SAM® 2P



ART 187002

Schraubendreher

screwdriver



ART 192

Gleitmittel für Metall

(50g) Molykote DX weiss

Grease lubricant for metal

(50g) Molykote DX white



ART 220

Rändelschraube für Kondylargehäuse

Thumb screw for condylar housing



ART 225

Kondylargehäuse Curvatur 1

mit integrierter Curvatur (geringer Wölbung) - 1 Paar mit Zentrikverriegelung und Bennett-Führung weiß (ART 150) für SAM® 2C und SAM® 2P

condylar housing curvature 1

with integrated curvatures (shallow curvature) - 1 pair with centric lock thumb screw and bennett guides white (ART 150) for SAM® 2C and SAM® 2P



ART 230

Kondylargehäuse Curvatur 2

mit integrierter Curvatur (mittlere Wölbung) - 1 Paar mit Zentrikverriegelung und Bennett-Führung weiß (ART 150) für SAM® 2C und SAM® 2P

condylar housing curvature 2

with integrated curvatures (middle curvature) - 1 pair with centric lock thumb screw and bennett guides white (ART 150) for SAM® 2C and SAM® 2P



ART 235

Kondylargehäuse Curvatur 3

mit integrierter Curvatur (starke Wölbung) - 1 Paar mit Zentrikverriegelung und Bennett-Führung weiß (ART 150) für SAM® 2C und SAM® 2P

condylar housing curvature 3

with integrated curvatures (steep curvature) - 1 pair with centric lock thumb screw and bennett guides white (ART 150) for SAM® 2C and SAM® 2P




ART 245

Zentrikverriegelung

Rändelschraube mit Federbolzen für Kondylargehäuse für SAM® 2C + 2P

Centric Lock Thumb Screw

centric locking thumb screw assembly for yellow condylar housing for SAM® 2C + 2P




ART 250

Inzisalstift

Durchmesser 6 mm x Länge 77 mm für SAM® 2C

Incisal Pin

diameter 6 mm x 77 mm long for SAM® 2C



ART 260

Inzisaltisch, einstellbar

mit Skalen für Drehungen und Neigungen, für Front- und Seitenzahnführungen für alle SAM® Artikulatoren

incisal table, adjustable

with changeable rotation and inclination angles plus numeric scale for all SAM® articulators



ART 265

Rändelmutter für Inzisaltisch

mit Gummifuss, Gewinde 4 mm, Rändeldurchmesser 20 mm für ART 260; ART 275; ATB 397

Thumb Nut for Incisal Table

with rubber insert in head, thread 4 mm, head diameter 20 mm for ART 260; ART 275; ATB 397




ART 270

Rändelschraube für Inzisalstiftsockel und Okklusions-Ebene-Messtische

mit Gummifuss, Gewinde 4 x 8,5 mm, Rändeldurchmesser 20 mm

Thumb Screw for Incisal Pin Sleeve and occlusal plane indicator

with rubber insert in head, thread 4 mm x 8,5 mm long, head diameter 20 mm




ART 275

Inzisaltisch, plan

gelb, monomer resistent, Höhe 16 mm, mit Rändelschraube für alle SAM® Artikulatoren

incisal table, flat

yellow, acrylic monomer does not adhere to table surface, table height 16 mm for all SAM® articulators



ART 277

Gummifuss grau

(8 Stück)

rubber foot grey

(8 Pieces)




ART 290

Sechskant-Winkelschraubendreher (Inbus)

1,5 mm und 2,5 mm

Hexagon angle allen wrenches

1,5 mm and 2,5 mm




ART 295

XYZ Koordinaten-Messschablone

für SAM® 2C, SAM® 2P, ASP 350, MOH 700, MOH 715M

XYZ coordinate measurement overlay

for SAM® 2C, SAM® 2P, ASP 350, MOH 700, MOH 715M



ART 305

Inzisstift IP

Durchmesser 6mm, Länge 92 mm, für SAM 2P

incisal pin IP

Diameter 6mm, length 92 mm, for SAM 2P



ART 311

Montageplatten-Schraubadapter II

Festeinbausatz zum komfortableren, mehrmaligen Umsetzen von Modellen aus SAM® 2C in SAM® 2P, SAM® 2PX und SAM® 3 (Erhöhung 15 mm)

mounting plates screw adapter II

fixed set for the easy repeated conversion of casts from SAM® 2C to SAM® 2P, SAM® 2PX and SAM® 3, (15 mm extension)



ART 361

Inzisstift IIPA asymmetrisch

Verwendung statt des Standardinzisstiftes (ART 520) für eine freie Sicht auf die Frontzähne für alle SAM® Artikulatoren

incisal pin IIPA, asymmetric

use instead of the standard incisal pin (ART 520) for a clear view of the front teeth for all SAM® articulators



ART 362

Seitarm für Okklusions-Ebene-Messtisch 3D

Kalotte transparent, für asymmetrischen Inzisalstift (ART 360 / 361), kipp- und schwenkbar, Neigung einstellbar mit Winkelskala 0°- 45°

sidearm for occlusal plane indicator 3D

calotte curved template insert, angulation scale 0-45°, adjustable template in all dimensions, plus rotation of round horizontal attachment rod



ART 366

Okklusions-Ebene-Einsatz, plan für ART 280 / ART 380

Plexischeibe graviert

Occlusal Plane Insert, Flat for ART 280 / ART 380

replacement acrylic template, engraved



ART 370

Inzisalstange II P, Vierkant, SAM® 2P + SAM® 3,

nicht höhenverstellbar für ART 364/374/380/394

Incisal Pin II P, Square, SAM® 2P + SAM® 3,


non-adjustable in the vertical direction for ART 364/374/380/394



ART 390

XYZ Koordinaten-Meßtisch

XYZ Coordinate Measurement Indicator



ART 395001

Gummiring für ART 396

(1 Stück)weiss, Innen 44 mm, Höhe 15 mm

Rubber Ring for ART 396

(1 piece) white, inside diameter 44 mm and height 15 mm



ART 396

Splitcast Prüfsockel, Kunststoff

zur Überprüfung der Artikulatoren-Gleichschaltung

splitcast verification device

to control the accuracy of two or more factory synchronized identical articulators



ART 435

Kondylargehäuse-Abdeckungen für SAM® 2PX

(1 Paar) links und rechts mit Rändelschrauben (ART 436) zur Verbindung des Artikulatorober- und Unterteiles bei geöffneter Zentrik

Condylar Housing Covers for SAM® 2PX

(1 pair); left and right sides with thumb screws (ART 436). Used to hold upper and lower member of the articulator together during excentric movements



ART 436

Rändelschraube für Kondylargehäuse-Abdeckungen für SAM® 2PX

(2 Stück)

thumb screw for condylar housing covers SAM® 2PX

(2 pieces)



ART 439

Bennett-Führung PX metall,

(1 Paar) gerade für SAM® 2PX

bennett guides PX metal,

(1 pair) straight for SAM® 2PX



ART 445

Bennett-Führung PX grün

(1 Paar) mit geringer Sideshift für SAM® 2PX

bennett guides PX green

(1 pair) with minimum sideshift for SAM® 2PX



ART 446

Bennett-Führung PX blau

(1 Paar) mit mit erweiterter Sideshift für SAM® 2PX

bennett guides PX blue

(1 pair) with moderate sideshift for SAM® 2PX



ART 447

Bennett-Führung PX rot

(1 Paar) mit mit erweiterter und immediate Sideshift für SAM® 2PX

bennett guides PX red

(1 pair) with maximum and moderate sideshift for SAM® 2PX



ART 448

Feststellschraube f. Kondylarbahneinsatz SAM® 2PX

Set screw f. condylar insert SAM® 2PX



ART 510

Steckschlüssel gelb

aus Kunststoff, für SAM® 3 Ambos- und Curvaturen-Schrauben oder MPS-Muttern.

Wrench, Yellow

plastic, for SAM® 3 anvil screws and condylar housing insert screws or MPS nuts.



ART 520005

Feststellschraube für Inzisalstift
für ART 520 und ART 533

thumb screw for sleeve of incisal pin
for ART 520 und ART 533



ART 520

Inzisalstift III P, komplett
mit seitlich versetzter Skala für SAM[®] 2P, SAM[®] 2PX, und SAM[®] 3

Incisal Pin III P, complete
with numeric scale, slightly offset for better viewing for SAM[®] 2P, SAM[®] 2PX, and SAM[®] 3



ART 521

Inzisalstiftsockel III
mit Rändel- und feststellschraube für ART 520

Incisal Pin Sleeve III
includes thumb screws for incisal pin and sleeve for ART 520



ART 523

Inzisalstift III für SAM[®] 3
mit Skala, Durchmesser 6 mm x Länge 99 mm für ART 520

Incisal Pin for SAM[®] 3
with numeric scale, 6 mm diameter x 99 mm long for ART 520



ART 525

Abstützstift
Verlängerungsstange zur Abstützung des aufgeklappten Artikulator-Oberteils für alle aufklappbaren SAM[®] Geräte

vertical support rod
extension rod for supporting the unfolded articulator upper part for all hinged SAM[®] devices



ART 526

Kippstützen
(2 Stück) zur Neigung und Abstützung des Artikulators in Schräglage für SAM[®] 2PX und SAM[®] 3

tilt support rods
(2 pieces) used to protect the condylar housings when the articulator is tilted backwards for SAM[®] 2PX and SAM[®] 3



ART 527

Endkappen, grau
(6 Stück) Kunststoff, für 6 mm Rundrohr

End Caps, Grey
(6 pieces) plastic, used to cover the end of 6 mm round rod



ART 528

Rändelschraube für Kondylargehäuse

Feststellschraube für Kondylarbahnneigung Gewinde 4 x 16 mm, Rändeldurchmesser 16 mm

Thumb Screw for Condylar Housing

thread 4 x 16 mm, head diameter 16 mm



ART 529

Stativausleger

(2 Stück) mit Endkappen grau

upper member foot

(2 pieces) with end caps grey



ART 530

Protrusions-/ Retrusions-Schrauben

(2 Stück) stufenlos einstellbar, Protrusion 0 - 6 mm, Retrusion 0 - 2 mm, mit Steckschlüssel gelb (ART 510) und Inbusschlüssel für SAM® 3

protrusion / retrusion screws

(2 pieces) adjustable protrusion 0 - 6 mm, retrusion 0 - 2 mm, with yellow wrench (ART 510) and hex wrench for SAM® 3



ART 533

Incisalstift IIIIPM, microverstellbar, komplett

Präzisionsinzisalstift mit Rändelschraube mit Microskala zur Ablesung in 0,1 mm-Schritten für SAM® 2P, SAM® 2PX und SAM® 3,

incisal pin IIIIPM, micro adjustable, complete

with micro scale for reading into 0,1 mm steps for SAM® 2P, SAM® 2PX, and SAM® 3



ART 535

Kondylargehäuse-Abdeckungen für SAM® 3

(1 Paar) links und rechts mit Rändelschrauben (ART 537) zur Verbindung des Artikulatorober- und Unterteiles bei geöffneter Zentrik

Condylar Housing Covers for SAM® 3

(1 pair); left and right sides with thumb screws ART 537. Used to hold upper and lower member of the articulator together during excentric movements



ART 537

Rändelschraube für Abdeckungen-Kondylargehäuse SAM® 3

(2 Stück) Gewinde 4 x 7 mm, Rändeldurchmesser 9 mm

Thumb Screw for Condylar Housing Covers, SAM® 3

(2 pieces) thread 4 x 7 mm, head diameter 9 mm



ART 539

Bennett-Führung 3 gerade metall,

(1 Paar) für SAM® 3

bennett guides 3 straight metal,

(1 pair) for SAM® 3




ART 541

Kondylarbahn-Einsatz Curvatur 1 weiß

(1 Paar) mit geringer Wölbung für SAM® 2PX und SAM® 3

condylar insert curvature 1 white

(1 pair) with shallow curvature for SAM® 2PX and SAM® 3



ART 542

Kondylarbahn-Einsatz Curvatur 2 grün

(1 Paar) mit mittlerer Wölbung für SAM® 2PX und SAM® 3

condylar insert curvature 2 green

(1 pair) with middle curvature for SAM® 2PX and SAM® 3



ART 543

Kondylarbahn-Einsatz Curvatur 3 rot

(1 Paar) mit starker Wölbung, ein Paar für SAM® 2PX und SAM® 3

condylar insert curvature 3 red

(1 pair) with steep curvature for SAM® 2PX and SAM® 3



ART 544

Feststellschraube für Kondylarbahneinsatz im SAM® 3

set screw for condylar insert in SAM® 3



ART 545

Bennett-Führungen III grün metal

(1 Paar) mit geringer Sideshift für SAM® 3

bennett guides III green metal

(1 pair) with minimal sideshift for SAM® 3



ART 580

Okklusions-Ebene-Einsatz, Kalotte transparent,

Aufstellhilfe für die Totalprothetik für ART 362/ ART 363/ ART 364/ ART 385

Occlusal Plane Insert, Curved, Transparent,

replaceable acrylic, engraved. Also used for complete denture setup for ART 362/ ART 363/ ART 364/ ART 385



ART 581

Vorgleitführungen

(2 Stück) nach Prof. A. Gutowski aus schwarzem Kunststoff, für gerade Protrusionsbewegung im SAM® 3

protrusive guide rings

(2 pieces) according to Prof. A. Gutowski black plastic ring for straight protrusion movement in SAM® 3



ART 598

Transportkoffer transparent für Artikulator

besonders leichter und platzsparender Aufbewahrungsbehälter mit Schaumstoffeinsätzen für Artikulatoren, Gesichtsbögen und Zubehör

transparent packing for articulator

extra light and space saving storage box with customized foam inserts for articulators, facebows and accessories



ART 599

Stapelbox

Transportbehälter (Postversand geeignet), gelb, 40 x 30 x 22 cm, Tragegriff und Riegel grau, mit Schaumformteilen für alle Teile für alle SAM® Artikulatoren

carry case

transport case (post delivery appropriate), yellow, 40 x 30 x 22 cm, grey carrying handle and bolts, foam inserts for all parts for all SAM® articulators



ART 605013

Ersatzteil-Set für Kondylarbahnverriegelung SE

Replacement Set for Condylar pathway fixation SE



ART 605014

Ersatzteil-Set für Zentrikverriegelung SE

Replacement Set for centric lock SE



ART 605010

Feststellschraube für Federbolzen SE

set screw for spring bolt SE



ART 611

MPS-Auswerfer für SE

MPS Ejector for SE



ART 620

Inzisalstift SE - komplett

incisal pin SE, complete



ART 621012

Rändelschraube für Inzisalstift-Klemmung

Locking Screw For Incisal Pin



ASP 420

Montageplatten für AXIOSPLIT®, oval
(20 Stück) vorgeformte Sekundärplatten aus gelbem Kunststoff, zur Einmalverwendung, mit Haftplatte, für abriebfreie Modellsöckel

mounting plates for AXIOSPLIT®, oval
(20 pieces) yellow preformed precision matrix mounting plates, plastic, with extended posterior and lateral edges and metal insert, for single-use only



ASP 422

Montageplatten für AXIOSPLIT®, oval BP
(100 Stück) Großpackung, vorgeformte Sekundärplatten aus gelbem Kunststoff, zur Einmalverwendung, mit Haftplatte

mounting plates for AXIOSPLIT®, oval BP
(100 pieces) bulk pack, yellow preformed precision matrix mounting plates, plastic, with extended posterior and lateral edges and metal insert, for single-use only



ASP 425

Montageplatten für AXIOSPLIT®, rund
(20 Stück) vorgeformte Sekundärplatten aus gelbem Kunststoff, zur Einmalverwendung, mit Haftplatte, für abriebfreie Modellsöckel


mounting plates for AXIOSPLIT®, round
(20 pieces) yellow preformed precision matrix mounting plates, plastic, with extended posterior and lateral edges and metal insert, eliminates the need to make a gypsum matrix, for single-use only



ASP 427

Montageplatten für AXIOSPLIT®, rund BP
(100 Stück) Großpackung vorgeformte Sekundärplatten aus gelbem Kunststoff, zur Einmalverwendung, mit Haftplatte,

mounting plates for AXIOSPLIT®, round BP
(100 pieces) bulk pack, yellow preformed precision matrix mounting plates, plastic, with extended posterior and lateral edges and metal insert, for single-use only



ASP 435

AXIOSPLIT® Sicherungsringe
(zwei Stück) Rändelschrauben-Verdrehsicherung (schwarz), innen 30 mm mit Gummilippe

AXIOSPLIT® security rings
(two pieces) metal, used to cover the mounting plate thumb screw to prevent accidental unscrewing of the attached AXIOSPLIT® plates



ASP 452

AXIOSPLIT® Gummiring für ASP 451
zwei Stück

AXIOSPLIT® rubber ring for ASP 451
two pieces



ASP 470

AXIOSPLIT® Justierblock P

Norm-Justierblock mit Norm-Inzisalstift für SAM® 2P, SAM® 2PX und SAM® 3

AXIOSPLIT® master check P

with master incisal pin for SAM® 2P, SAM® 2PX, and SAM® 3



ASP 475

AXIOSPLIT® Norm-Inzisalstift P

für SAM® 2P, SAM® 2PX und SAM® 3

AXIOSPLIT® master incisal pin P

for SAM® 2P, SAM® 2PX and SAM® 3



ASP 476

AXIOSPLIT® Norm-Inzisalstift "H"

AXIOSPLIT® master incisal pin "H"



ASP 480

AXIOSPLIT® Magnet

zwei Stück mit Fassung

AXIOSPLIT® magnets

two pieces with magnet holder



ASP 485

AXIOSPLIT® Bajonett-Magnetheber

AXIOSPLIT® magnet remover



ASP 580

AXIOSPLIT® Magnet N in Wechseltopf

AXIOSPLIT® magnet N with magnetic cup



ASP 582

AXIOSPLIT® Magnet S in Wechseltopf


AXIOSPLIT® magnet S with magnetic cup



ATB 120

Rändelmutter
eloxiert

Thumb Nut
anodized



ATB 121001

Beilagscheibe
(1 Stück) für Transferbogen, ATB 306 und alle Bissgabelträger

Washer
(1 pieces) for facebow, ATB 306 and all transfer fork assemblies



ATB 125001

Schraube Nylon für ATB
(1 Stück) mit Schlitzkopf für die Horizontalstange des Bissgabelträgers, 4 x 6 mm

Screw, Nylon, for ATB
(1 pieces) slot headed, for horizontal rod of the transfer fork assembly, 4 x 6 mm



ATB 155

Bissgabel TP, schmal für Totalprothetik

Transfer Fork TP, Small, for Prosthetics



ATB 201

Ohroliven, 15 mm, für ATB 100/200
(1 Paar) schwarz, alte Ausführung

Earpieces, 15 mm, for ATB 100/200
(1 Pair) black, old version, with hole in flat side



ATB 230002

Keilförmiges Gleitstück
für Transferstand ATB 398; MRI 300

plastic wedge
for transfer stand ATB 398; MRI 300



ATB 240

Hygiene-Schutzkappen
(200 Stück) blaue Einmalkappen zum Aufstecken auf die schwarzen Ohroliven, nur zur Einmalverwendung


hygienic earpiece caps
(200 pieces) disposable blue caps that go on the black plastic earpieces, for single use only



ATB 302004

Klemmschraube für Nasionstütze

Clamp screw for nasion relator



ATB 305004

Rändelschraube für Geschiebe, langer Stift

thumb screw for attachment, long pin



ATB 306

Vertikalstange Ersatzteil für ATB 305

Vertikalstange (68 mm) ohne Horizontalstange

Vertical Rod Replacement for ATB 305

vertical rod (length 68 mm) without horizontal rod



ATB 307

Horizontalstange Ersatzteil für ATB 305

ohne Vertikalstange, Klemmung Bissgabel

Horizontal Rod Replacement for ATB 305

without vertical rod, clamp or transfer fork



ATB 311

Ohrolive, 25 mm für ATB

(2 Stück) schwarz, neue Ausführung

Earpieces, 25 mm for ATB

(2 pieces) black, new version



ATB 326

Bissgabeladapter NT

erweitert Bissgabel AX (ATB 396) zu Bissgabel NT (ATB 305; ATB 325)

transfer fork adapter NT

connects transfer fork AX (ATB 396) to transfer fork NT (ATB 305; ATB 325)



ATB 330

Bissgabelträger NT - Upgrade Kit

Umrüstung Bissgabelträger von Doppelklemme mit Außen-Sechskantschraube auf NT-Klemme mit Rändelschraube

NT - clamp upgrade kit

used for conversion of SAM® anatomic transfer facebows and transfer fork assemblies equipped with regular double clamp to non-wrench NT type clamp



ATB 336002

Rändelmutter für Bissgabelstütze

thumb screw for transfer fork support



ATB 336003

Stützscheibe für Bissgabelstütze

1 Stück

transfer fork support, telescopic

1 piece-



ATB 392500

Schieberführung für ATB 394 kpl.

mit Nivellierstange

Slider guide for ATB 394 complete

to leveling arm



ATB 394400

Nasenrolle S

weiche Nasenrolle mit Stange und Endkappe

Nasion support S

soft nasion support incl. rod and cap



ATB 396

Bissgabel AX

für AXIOMATIC® Bissgabelträger, für den Transport abnehmbar und sicher reponierbar, sterilisierbar in ATB 305; ATB 325; ATB 395

transfer fork AX

for AXIOMATIC® transfer fork assembly, removable for transportation and to reattach securely, sterilizable in ATB 305; ATB 325; ATB 395



ATB 398010

Ersatzteilbeutel Transferstand AX

replacement transfer stand AX



ATB 399

Transparentkoffer für Gesichtsbogen

mit Schaumstoffeinsätzen

transparent packing for transfer bow

with foam inserts



AXO 105

Lineal für AXIOGRAPH® Stahl, 200 mm
zur Vermessung des Registrier / Flaggen Abstandes

Ruler for AXIOGRAPH®, Steel, 200 mm
used to measure AXIOGRAPH® interflag distance.



AXO 106

Kurvenlineal für AXIOGRAPH®
Kunststoff, für die graphische Auswertung der Bennetfführung

AXIOGRAPH® French Curve
plastic, for manual drawing of Bennett curves from AXIOGRAPH® data output



AXO 109

Conversionstabelle für AXIOGRAPH®
zur Berechnung des Bennettwinkels aus Messwert, Exkursionsweite und Registrierabstand

AXIOGRAPH® Conversion Table
used to calculate the Bennett angle, analog curvature, and excursion width for selection of Bennett guidance analog inserts.



AXO 110

Befundblock AXIOGRAPH®
(50 Blatt) zur Auswertung für AXIOGRAPH®

AXIOGRAPH® record sheet
(50 sheets) for recording AXIOGRAPH® and MPI data



AXO 111

Registrier-Etiketten grün
(15 Blatt) für AXIOGRAPH® mit Millimeterraster selbstklebend, vier Paar pro Blatt


AXIOGRAPH® registration grid labels, green
(15 sheets) for AXIOGRAPH® with millimeter graph paper grid labels, four pair per sheet



AXO 112

Kalibrier-Etiketten rot
(2 Blatt) für AXIOGRAPH® Millimeterskala auf transparentem Etikett, 60 Stück pro Blatt

AXIOGRAPH® transparent grid labels, red
(2 sheets) for AXIOGRAPH® with millimeter scale, 60 labels per sheet



AXO 130

Kreuzklemme, justierbar

Cross Clamp, Black, Round, Adjustable



AXO 159

Gummiband grau für AXIOGRAPH® (2 Stück)

AXIOGRAPH® Rubber Band, Grey (2)




AXO 180

Messlupe für AXIOGRAPH®

mit Messraster für Kondylarbahn-Neigung und Curvatur

*Measurement Loupe, Optical, for AXIOGRAPH®
used to determine condylar analog inclination and pathway shape*



AXO 201

Querstange für AXIOGRAPH®

Stahl, Rundrohr Durchmesser 6,0 mm

*AXIOGRAPH® Crossrod
steel, 6.0 mm diameter, hollow*



AXO 215

Doppelklemme US 6,0 / 6,35 mm

Clamp, Double, US 6,0 / 6,35 mm



AXO 220

Registrierlöffel N

normal, sterilisierbar für AXIOGRAPH® und AXIOQUICK® Recorder

tray clutch N

regular, sterilizable for AXIOGRAPH® and AXIOQUICK® Recorder



AXO 222

Paraokklusaler Adapter

zur Herstellung eines individuellen Registrieradapters für AXIOGRAPH® und AXIOQUICK® Recorder

paraocclusal clutch

used to fabricate individualized paraocclusal custom clutch for AXIOGRAPH® and AXIOQUICK® Recorder,



AXO 234

Bissgabel KG

kurze Gabel, sterilisierbar für AXIOQUICK® und AXIOGRAPH®

transfer fork KG

short fork, sterilizable for AXIOQUICK® and AXIOGRAPH®



AXO 265

Buchse schwarz mit Achsstift
mit Achsstift spitz (AXO 280 mit Rille)

Sidearm Sleeve, Black, with Axis Pin

axis pin AXO 280 has a pointed tip and a groove in the shaft



AXO 270

Buchse silber mit Achsstift
mit Achsstift spitz (AXO 280 mit Rille)

Sidearm Sleeve, Silver, with Axis Pin

axis pin AXO 280 has a pointed tip and a groove in the shaft



AXO 272

Rändelmutter eloxiert weiss

für Bennettscala SAM® 2PX und Protrusionseinstellung SAM® 2PX

Thumb Nut white anodized

for Bennett scale SAM® 2PX and protrusion setting SAM® 2PX



AXO 275

Buchse rot mit Achsstift

mit Achsstift stumpf (AXO 281 ohne Rille)

Sidearm Sleeve, Red, with Axis Pin

axis pin AXO 281 has a flat tip and no groove in the shaft



AXO 276

Rändelschraube schwarz für Buchse AXO 265

Gewinde 3 x 6,5 mm, Rändeldurchmesser 7 mm

Thumb Screw for Sleeve, Black, AXO 265

thread 3 x 6.5 mm, head diameter 7 mm



AXO 277

Rändelschraube silber

Gewinde 3 x 6,5 mm, Rändeldurchmesser 7 mm
für silberne Buchse AXO 270 und MRI 131

Thumb Screw silver,

thread 3 x 6.5 mm, head diameter 7 mm

for silver sleeve AXO 270 and MRI 131



AXO 278

Rändelschraube rot

Gewinde 3 x 6,5 mm, Rändeldurchmesser 7 mm
für rote Buchse AXO 275 und MRI 132

Thumb Screw red

thread 3 x 6.5 mm, head diameter 7 mm

for red sleeve AXO 275 and MRI 132



AXO 280

Achsstift spitz mit Kerbe für AXO 265 / AXO 270
für Buchse silber oder schwarz zur Achsbestimmung

Axis Pin, Pointed Tip, with Groove, for AXO 265 / 270
for black or silver AXIOGRAPH® sidearm sleeve



AXO 281

Achsstift stumpf für AXO 275
für Buchse rot zur Farbmarkierung

Axis Pin, Flat Tip, for AXO 275
for red AXIOGRAPH® sidearm sleeve



AXO 290

Messuhr für AXIOGRAPH®
mit Schreibeinsatz für Mine 0,5 mm

AXIOGRAPH® Dial Gauge
with writing device with lead 0,5 mm



AXO 295

Minen für Messuhr/Schreibeinsatz
(Packung mit 12 Minen)

Mines for dial gauge/ writing device
(packing with 12 mines)



AXO 299

Diamantfeile

diamond rasp



AXO 310

Buchse gelb mit Schreibeinsatz
mit Schreibmine für Registrierarm, zur Kondylarbahn-Aufzeichnung

Sidearm Sleeve, Yellow, with Writing Device
with lead holder, for AXIOGRAPH® lower sidearms



AXO 315

Bennett Einsatz Overlay mit Winkelmesser
orange, zur Auswertung Axiogramm Bennett-Kurven + Winkeleinstellung

Bennett Insert Selector, with Angle Selection
orange overlay, with angle indication, for selecting Bennett guidance analog insert from AXIOGRAM graphic output.



AXO 330

NT-Klemme Upgrade Kit für AXIOGRAPH®

Umrüstung von Doppelklemme auf NT-Klemme

NT Clamp Upgrade Kit for AXIOGRAPH®

for conversion of AXIOGRAPH® with double clamp to NT-clamp version



AXO 331

NT-Klemme und Querstange für AXIOGRAPH®

NT-Clamp and Crossrod for AXIOGRAPH®



AXO 333

Paraokklusaler Registrieradapter AXIODAPT

mit Sechskant-Schraubendreher, 2mm

Paraocclusal Clutch, AXIODAPT, dentulous

with hex screw driver, 2mm.



AXO 334

Paraokklusaler Registrieradapter AXIODAPT, für Totalprothetik

Paraokklusaler Registrieradapter mit Sechskant-Schraubendreher, 2mm

Paraocclusal Clutch, AXIODAPT, edentulous

paraocclusal clutch adapter with hex screw driver, 2mm



AXO 341

Sechskant Schraubendreher

für AXIODAPT, AXO 333 / 334; 2,0 mm

Hex Screw Driver

for AXIODAPT, AXO 333 / 334; 2,0 mm



AXO 410001

Seitenarm für Registrierbogen AXIOGRAPH® III, links

horizontal und vertikal verstellbar

Sidearm, Lower, AXIOGRAPH® III, Left

new version. Adjustable horizontally and vertically



AXO 410002

Seitenarm für Registrierbogen AXIOGRAPH® III, rechts

horizontal und vertikal verstellbar

Sidearm, Lower, AXIOGRAPH® III, Right

new version. Adjustable horizontally and vertically



AXO 410003

NT- Klemme

im AXIOGRAPH® und ATB 305

NT Clamp

in AXIOGRAPH® and ATB 305



AXO 410005

NT Knebelmutter

komplett für NT-Klemme

NT toggle nut

complete for NT-Clamp



AXO 410006

Flügelschraube

mit beweglichem Knebel

im ATB 307; AXO 410001 und AXO 410002

wing screw

Screw with sliding bar

in ATB 307; AXO 410001 and AXO 410002



AXO 410008

O-Ring

für Knebel

O - ring

for toggle



AXO 410009

Neusilberachse

für NT-Klemme

new silver axis

for NT-clamp



AXO 420

Seitenarme mit Querstange AXIOGRAPH® III

oberer Flaggenbogen, linker und rechter Seitenarm, vorderen Kreuzklemme und Seitenarm-Schrauben

Sidearms Upper, with Front Rod for AXIOGRAPH® III

upper flag bow, left and right sidearms, front crossrod, and recording flag screws.



AXO 425

Nasionstütze für AXIOGRAPH® III

einstellbar

Nasion Relator for AXIOGRAPH® III

adjustable



AXO 430

Vertex-Stütze für AXIOGRAPH® III

zusammen mit AXO 480 zur Stabilisierung des oberen Flaggenbogens

Vertical Head Support for AXIOGRAPH® III

used with AXO 480 to stabilize and hold upper flagbow



AXO 440

Ausricht-Platte für AXIOGRAPH® III, links

Earpiece Alignment Flag for AXIOGRAPH® III, Left



AXO 441

Ausricht-Platte für AXIOGRAPH® III, rechts

Earpiece Alignment Flag for AXIOGRAPH® III, Right



AXO 442

Registrierplatte für AXIOGRAPH® III, links

Recording Flag for AXIOGRAPH® III, Left



AXO 443

Registrierplatte für AXIOGRAPH® III, rechts

Recording Flag for AXIOGRAPH® III, Right



AXO 444

Rändelschraube für obere Seitenarme, AXIOGRAPH® III

(2 Stück) Gewinde 4 x 8 mm, Rändeldurchmesser 9 mm

Thumb Screw for Upper Sidearms, AXIOGRAPH® III

(2 pieces) thread 4 x 8 mm, head diameter 9 mm



AXO 450

Flaggenklemme für AXIOGRAPH® III

für Scharnierachs-Transfer von der Flaggen-Innenseite mit AXIOGRAPH® III

Hinge Axis Transfer Clamp for AXIOGRAPH® III

for use with upper recording flags to make a hinge axis facebow transfer to the hinge axis mounting device using the inside surface of the recording flags



AXO 460

Bissgabelträger II – NT

NT-Klemme mit kurzer Bissgabel (AXO 465), Vertikalstange lang, 95 mm für AXIOGRAPH® III

transfer fork, assembly II – NT

NT-clamp with short transfer fork (AXO 465) and vertical rod length 95 mm for AXIOGRAPH® III




AXO 465

Bissgabel KS

kurze Stange, sterilisierbar für AXIOGRAPH® III

transfer fork KS

short rod, sterilizable for AXIOGRAPH® III



AXO 470

Orbital-Referenzlineal für AXIOGRAPH® III

Orbital Reference Plane Indicator for AXIOGRAPH® III



AXO 475

Orbital-Referenzzeiger für AXIOGRAPH® III

Orbital Reference Pointer for AXIOGRAPH® III



AXO 480

Vertikalstange mit Mastoidstütze für AXIOGRAPH® III

Vertical Rod with Mastoid Support for AXIOGRAPH® III



AXO 485

Zentrierbuchse

(2 Stück) für AXIOGRAPH® III

Axis Alignment Tube

(2 pieces) for AXIOGRAPH® III



AXO 487

Verbindungsstab für Ausrichtstange AXIOGRAPH® III

(2 Stück) zur Verlängerung der Seitenarme und damit der Ausrichtung und Stabilisierung des oberen Flaggenbogens

Horizontal Extension Rods, for AXIOGRAPH® III

(2 pieces) used to extend upper flagbow sidearms for alignment and stabilization of upper flag bow



AXO 490

Ausrichtstange für AXIOGRAPH® III

Verbindungsstange und Parallelisierlehre

Alignment Gauge for AXIOGRAPH® III

used to align the upper flagbow parallel to midsagittal plane and collinear with the hinge axis



AXO 502

Stapelbox für AXIOGRAPH® III

stapelbar und fest verbindbar, gelb, 40 x 30 x 22 cm, Tragegriff und Riegel anthrazit, mit Kleinteile-Halterung im Deckel, Schaumformteile für AXIOGRAPH III und SMG

Carrying Case for AXIOGRAPH® III

plastic with foam insert, 40 x 30 x 22 cm, yellow, for carrying AXIOGRAPH® III plus accessories and SMG.



AXO 505

Okklusal Indikator Wachs

grün, 300 µm, zur Überprüfung der Okklusionskontakte

occlusal indicator wax

green, 300 µm, used for intraoral occlusal contact checking



AXO 512

Rändelschraube

für Seitenarme AXO 410001 und AXO 410002; MRI 300; MPI 350

Thumb Screw for Alignment

for sidearms AXO 410001 and AXO 410002; MRI 300; MPI 350



AXO 535

Referenz-Ebene-Anzeiger

für AXO 530

reference level indicator

for AXO 530



AXO 545.005

Umrüstsatz MPS

für AXO 530 zu AXO 545M

MPS Upgrade Kit for AXO

for AXO 530 to AXO 545M



EDU 150

Kiefermodell

plastic teeth models



EDU 151

Zahn-Sortiment

removable teeth replacement set



EDU 155

Kiefermodell gesockelt, Disposplit

plastic teeth models attached on Disposplit



EDU 160

Kiefermodelle, gesockelt

plastic teeth models attached on



EMI 102

Messuhr für EMI100

Dial Gauge for EMI 100



EMI 202

Digitalmessuhr

Digital gauge



MOH 109

Rändelschraube für MOH

Kunststoffschraube und Rändelmutter für Montagehilfe

Thumb Screw Assembly for MOH


thumb nut and plastic screw assembly for mounting support instrument



MOH 120

Modellhalter für Zentrikmontage

Centric mounting cast holder



MOH 124

Elastikstäbe für Modellhalter

(30 Stück) plastik

flexible plastic rods

(30 pieces)



MOH 250

Montageträger für Labor-Gipsarbeit

für Schraubmontageplatten-Systeme

lab mounting device for mounting support instrument

for systems with screw type mounting plates



MOH 265M

Montageträger für Labor-Gipsarbeiten, MPS

für MPS-System

lab mounting device for mounting support instrument, MPS

for MPS-system



MPS 100K

MPS Montageplatten-Systeme, Starter Kit gelb

zwei Magnettöpfe mit Hutmuttern (geschlossen) und Schlüssel, gelb (MPS 101K), Zentrierhilfe (MPS 111) und 20 gelbe Montageplatten (MPS 150)

MPS mounting plate system, starter kit yellow

two magnetic holding cups with nuts (closed) and yellow wrench (MPS 101K), cup positioner (MPS 111), and 20 mounting plates yellow (MPS 150)




MPS 101K

MPS Artikulator-Umrüstsatz, gelb

Ergänzung zum Starter Kit, beinhaltet zwei Magnettöpfe mit Hutmuttern (geschlossen) und Schlüssel, gelb

MPS additional articulator kit, yellow

includes two magnetic holding cups with nuts (closed) and yellow wrench, used to attach the MPS-system to additional articulators



MPS 110

Schlüssel für MPS-Hutmutter, gelb

Wrench for MPS Nut, Yellow



MPS 111

Zentrierhilfe

zur exakten Positionierung der gelben und grauen SAM® Magnet-Montageplatte

cup positioner

for accurate positioning of the yellow and grey SAM® magnet mounting plates



MPS 150

MPS Montageplatten, gelb

(20 Stück) inklusive Haftplatten

MPS mounting plates, yellow

(20 pieces) including metal adhesion plates



MPS 155

MPS Montageplatten, gelb BP

(100 Stück) Großpackung, inklusive Haftplatten

MPS mounting plates, yellow BP

(100 pieces) bulk pack, including metal adhesion plates



MPS 185

Hutmutter (geschlossen)

cap nut (closed)



MPS 186

Hutmutter (offen)

Nut, open end



MPS 200K

MPS Starter Kit, grau I

Magnettöpfe mit Hutmuttern, gelber Schlüssel, Zentrierhilfe und 20 graue Montageplatten für Artex, KaVo, Denar, Dental Hoby und Quick Balance

MPS starter kit, grey I

magnetic holding cups with nuts and yellow wrench, cup positioner, and 20 grey mounting plates for Artex, KaVo, Denar, Dental Hoby, and Quick Balance



MPS 201K

MPS Artikulator-Umrüstsatz grau I

zwei Magnettöpfe mit Hutmuttern (offen und geschlossen) und Schlüssel, gelb für Artex, KaVo, Denar, Dental Hoby und Quick Balance

MPS additional articulator kit, grey I

two magnetic holding cups with nuts (open and closed), and yellow wrench for Artex, KaVo, Denar, Dental Hoby, and Quick Balance



MPS 210K

MPS Starter Kit, grau II

Magnettöpfe mit Hutmuttern, gelber Schlüssel, Zentrierhilfe und 20 graue Montageplatten für Hanau 1Pin Artikulator

MPS starter kit, grey II

magnetic holding cups with nuts and yellow wrench, cup positioner, and 20 grey mounting plates for Hanau 1Pin articulator



MPS 211K

MPS Artikulator-Umrüstsatz grau II

beinhaltet zwei Magnettöpfe mit Hutmuttern (offen) und Schlüssel, gelb für Hanau 1Pin

MPS additional articulator kit, grey II

includes two magnetic holding cups with nuts (open) and yellow wrench for Hanau 1Pin



MPS 220K

MPS Starter Kit GK, grau III

Magnettöpfe mit Hutmuttern, gelber Schlüssel, Zentrierhilfe und 20 graue Montageplatten für KaVo EVO

MPS starter kit GK, grey III

magnetic holding cups with nuts and yellow wrench, cup positioner, and 20 grey mounting plates for KaVo EVO



MPS 221K

MPS Artikulator-Umrüstsatz, grau III

beinhaltet zwei Magnettöpfe mit Hutmuttern (geschlossen) und Schlüssel, gelb (MPS 101K) für KaVo EVO

MPS additional articulator kit, grey III

includes two magnetic holding cups with nuts (closed) and yellow wrench (MPS 101K) for KaVo EVO



MPS 250

MPS Montageplatten, grau

(20 Stück) für Fremdartikulatoren, inklusive Haftplatten

MPS mounting plates, grey

(20 pieces) for non-SAM® articulators, including metal adhesion plates



MPS 255

MPS Montageplatten, grau BP

(100 Stück) Großpackung, für Fremdartikulatoren, inklusive Haftplatten

MPS mounting plates, grey BP

(100 pieces) bulk pack for non-SAM® articulators, including metal adhesion plates




MPI 120

Registrieretiketten für MPI

(15 Blatt) je sechs Etiketten mit Befundblock (MPI 110)

register labels for MPI

(15 sheets) / six labels with record sheet (MPI110)



MPI 205

Eichdorn für MPI

MPI Calibration Tool for Dial Gauge



MPI 350

Inzisalstift, universal, für MPI

Incisal Pin, Universal, for MPI



MRI 131

Achsstift mit Ring, silber

Axle pin with ring, silver



MRI 132

Achsstift mit Ring, rot

Axle pin with ring, red



MRI 210

MRI Dübel

(200 Stück) für die kardanische Modellaufnahme

MRI plastic sleeve inserts

(200 pieces) and drill bit used for the drilled stylus hole in the MRI cast



MRI 211

MRI Dübelbohrer

2,0 mm, Schaftdurchmesser 2,35 mm, für Aufnahme in das Handstück, für MRI 210

MRI drill bit

2,0 mm diameter, 2,35 mm shaft, for use in straight dental handpiece, for MRI 210



MRI 212

MRI Dübelsetzer

zur Positionierung der Plastikdübel in die Bohrlöcher des Diagnostikmodells

MRI plastic sleeve insert tool

to insert plastic sleeves into drilled stylus holes of the diagnostic cast



MRI 220K

MRI Dübelkit

beinhaltet Dübelsetzer (MRI 212), Dübelbohrer (MRI 211) und 200 Dübel (MRI 210)

MRI plastic sleeve insert kit

includes sleeve insert tool (MRI 212), drill bit (MRI 211), and 200 plastic sleeve inserts (MRI 210)



MRI 311

Bohrer für MRI II

3,0 mm, Schaftdurchmesser 2,35 mm, für MSF 512

Drill bit for MRI II

3,0 mm diameter, 2,35 mm shaft, for MSF 512



MSF 102

UG-Sep Nachfüllflasche

(500ml) Trennmittel Gips/Gips

UG-Sep refill bottle

(500 ml) universal gypsum separating medium for regular and artificial dental stones



MSF 105

UG-Sep Sprayflasche

(50 ml) Trennmittel Gips/Gips

UG-Sep spray

(50 ml) universal gypsum separating medium for regular and artificial dental stones



MSF 110

Haftplatten mit Rillenretention,

(50 Stück) für Magnet-Splitcastformer

adhesion plates with grooved retention

(50 pieces) for magnetic splicast former



MSF 120

Magnet-Töpfe

(50 Stück) für MSF-Magnete

magnet holding cups

(50 pieces) for MSF magnets



MSF 121

Magnete für MSF

(20 Stück) mit MSF-Magnetheber

magnets for MSF

(20 pieces) with MSF magnet remover



MSF 125

Magnetheber

(3 Stück) für MSF, gelb

magnet remover

(3 pieces) for MSF, yellow



MSF 201

Formplatte normal, rot

für Splitcast aus Gips

Magnetic Splitcast Former Plate, Standard, Red

used for making gypsum split casts.



MSF 203

Gummiring normal, schwarz

(2 Stück) Innen 79 mm, Höhe 21 mm

Rubber Ring for MSF Standard, Black

(2 pieces) inside diameter 79 mm and height 21 mm



MSF 204

Gummiring normal, rot

(2 Stück) extra hoch, Innen 79 mm, Höhe 24

Rubber Ring for MSF Standard / Reverse, Red

(2 pieces) extra height with inside diameter 79 mm and height 24 mm



MSF 251

Formplatte reziprok, schwarz

für die Herstellung von vorgefertigten Splitcast-Sekundärplatten aus Gips, um die Modellherstellung zu beschleunigen insbesondere für das SAM® Pin-System

Magnetic Splitcast Former Plate, Reverse, Black

used for making the prefabricated secondary gypsum split casts plate to accelerate the model making especially for the SAM® pin system




MSF 301

Formplatte klein, gelb

für Splitcast aus Gips

Magnetic Splitcast Former Plate, Small, Yellow

used for making gypsum split casts.



MSF 303

Gummiring klein, weiss

(2 Stück) Innen 68 mm, Höhe 21 mm

Rubber Ring for MSF Small, White

(2 pieces) inside diameter 68 mm and height 21 mm



MSF 304

Gummiring weiss für MSF 525001
(2 Stück)

Rubber ring for MSF 525001 white
(2 pieces)



MSF 401

Formplatte, Grundplatte für Einboxhilfe normal, rot
Innenfläche plan

Boxing Aid Base Former Plate for MSF 403, Red
plastic with flat inside surface



MSF 402

Klemmhülse für Einboxhilfe normal, rot
für MSF 403

Boxing Aid Clamp for MSF 403, Red
to hold metal boxing aid ring MSF 401



MSF 403

Manschette für Einboxhilfe normal, metall
für MSF 400K

Boxing Aid Ring for MSF 401, Metal
for MSF 400K



MSF 405

Knetmasse für Einboxhilfe
(40 g)

Plastic molding material
(40 g)



MSF 410

Distanzlehre für Einboxhilfe
Aluminium, eloxiert

Boxing Aid Distance Measuring Device
metal gauge



MSF 451

Formplatte XL
grün, für Splitcast aus Gips oder als Grundplatte zur Einboxhilfe XL

Magnetic Splitcast Former Plate, XL, Green
extra large, for making gypsum split casts for full dentures procedures.



MSF 452

Manschette für Einboxhilfe XL

weiss, aus Kunststoff, mit Klemmhülse

Boxing Aid Ring XL for MSF 451, Plastic

white plastic, includes green clamp



MSF 453

Gummiring XL, schwarz

(2 Stück) Innen 102 mm, Höhe 21 mm

Rubber Ring for MSF XL, Black

(2 pieces) inside diameter 102 mm and height 21 mm



MSF 503

Bohrer AXIOPIN® 1,6 mm

(3 Stück) für Stufenpin und Konuspin, Schaftdurchmesser 3,0 mm

Dowel Pin Drill Bit 1.6 mm

(3 pieces) for conical or AXIOPIN parallel dowel pins, 3,0 mm shaft



MSF 504

Konuspins für Keramik

(24 Stück), wiederverwendbar, zur Doublierung eines Zahnstumpfes

conical pin for ceramics

(24 pieces), reusable, for duplication in ceramics parallel dowel pin system, with metal pins and yellow plastic sleeves, 1,6 mm drill hole size, dowel pins are attached to the dental cast with cyanoacrylate glue



MSF 509

Pins und Hülsen AXIOPIN® Nachfüllpack

(je 1.000 Stück) Parallel Stufenpin-System mit gelber Kunststoff-Hülse, für 1,6 mm Bohrungen, Pin-Befestigung mit Sekundenkleber

pins and sleeves AXIOPIN® refill pack

(1.000 pieces each) parallel dowel pin system, with metal pins and yellow plastic sleeves, 1,6 mm drill hole size, dowel pins are attached to the dental cast with cyanoacrylate glue



MSF 510

Pins und Hülsen AXIOPIN® in AXIOBOX

(je 1.000 Stück) Parallel Stufenpin-System mit gelber Kunststoff-Hülse, für 1,6 mm Bohrungen, Pin-Befestigung mit Sekundenkleber

pins and sleeves AXIOPIN® in AXIOBOX

(1.000 pieces each) parallel dowel pin system, with metal pins and yellow plastic sleeves, 1,6 mm drill hole size, dowel pins are attached to the dental cast with cyanoacrylate glue



MSF 511

AXIOPIN mit Verpackung, nur Pins

(1.000 Stück)

AXIOPIN, only pins

1.000 pieces



MSF 512

AXIOPIN mit Verpackung, nur Hülsen
(1.000 Stück)

AXIOPIN, only sleeves
1.000 pieces



MSF 513

Pins und Hülsen AXIOPIN® BP
(je 10.000 Stück) Großpackung, Parallel Stufenpin-System mit gelber Kunststoff-Hülse

pins and sleeves AXIOPIN® BP
(10.000 pieces each) bulk pack, parallel dowel pin system, with metal pins and yellow plastic sleeves



MSF 520K

Pins und Hülsen AXIOPIN® Starter Kit
je 200 Stück Pins und Hülsen und ein Bohrer 1,6 mm

pins and sleeves AXIOPIN® starter kit
includes 200 pieces of each pins and sleeves and one drill bit 1,6 mm



MSF 525

DISPOSPLIT Schnellsockelplatten, weiß
(25 Stück) inklusive Haftplatten mit Stufe

DISPOSPLIT quick matrix holder, white
(25 pieces) including white adhesion plates



MSF 526

DISPOSPLIT Starter Kit
(je 6 Stück) Schnellsockelplatten mit Gummiring, Magnetheber, Magnete, Töpfe und Haftplatten mit Stufe

DISPOSPLIT starter kit
(6 pieces each) quick matrix holders with rubber ring, magnetic remover, magnets and magnetic holding cups and adhesion plates



MSF 527

DISPOSPLIT Laborpackung, weiß
(25 Stück) inklusive Töpfe, Magnete und Haftplatten mit Stufe

DISPOSPLIT laboratory pack, white
(25 pieces) includes Stück magnets, magnetic holding cups and adhesion plates



MSF 606

AXIODRILL Bohrlehre
Lehre zur Bohrtiefen-Kontrolle der Pinbohrmaschine für MSF 600 und MSF 615

AXIODRILL Drill Depth Gauge
used to establish correct pin drilling depth in gypsum casts for MSF 600 und MSF 615



SAM[®] SERVICE

Als Anbieter von professionellen Praxis- und Laborlösungen lassen wir unsere Kunden auch nach dem Kauf unserer Produkte nicht allein. Neben unserer telefonischen Beratung und dem Bestellservice von Ersatzteilen warten und reparieren wir selbstverständlich alle Geräte aus dem Hause SAM[®]. Neben dem Wechsel von Schraubmontageplatten auf MPS-Magnetplatten schalten wir auch alte SAM[®]-Artikulatoren nach der SAM[®]-Norm mit dem AXIOSPLIT[®]-System gleich.

As a provider of professional solutions for medical offices and laboratories we do not forget our customers after purchasing our products. Besides the advisory service by telephone and the ordering service for spare parts we maintain and repair all devices of SAM[®] as a matter of course. For example, when we upgrade an articulator from the screw fastened mounting plates to the MPS magnetic plates, we will automatically calibrate all SAM[®] articulators with the AXIOSPLIT[®] System according to the SAM[®]-Norm.

Neue Technologie im Austausch - der SAM[®] Service bietet unter anderem folgende Leistungen:


New technologies in the offering – among others the SAM[®] Service offers the following services:

- Reparaturen
- Inspektion / Wartung
- Umrüstung von Geräten
- individuelle Gravuren
- Gleichschaltung mit dem AXIOSPLIT[®]-System

- *repair service*
- *inspection / maintenance*
- *modification of devices*
- *individual engraving*
- *calibration for the AXIOSPLIT[®] System*

Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

We would be happy to give a quote on request.



CDE - FORTBILDUNG MIT NIVEAU

Das CDE hat sich als Forum für kompetente und wissenschaftliche Fortbildung etabliert.

Die Teilnehmer unserer Kurse profitieren von unserer hochwertigen Ausstattung, dem angenehmen Ambiente und der hervorragenden Betreuung. Viele renommierte Unternehmen und Institutionen aus der Dentalbranche nutzen unser Fortbildungsinstitut für ihre Veranstaltungen.



The CDE has established itself as a forum for competent and academically advanced dental training/ further education.

The participants benefit from our high-class equipment, the comfortable ambience and the excellent supervision. Many renowned enterprises and institutions in the dental field make use of our institute for vocational training for their events.

- Der Hörsaal mit 80 Plätzen besticht durch seine Konzertsaal-Akustik. Neueste Projektions- und Videoausrüstung ist selbstverständlich.

The auditorium with 80 places will impresses one with its concert hall acoustics. Up-to-date projection- and video equipment is self-evident.




- Der Reinraum-OP befindet sich hinter der Hörsaalbühne. Verschiebbare Glaswände ermöglichen eine direkte Einsicht; Nahaufnahmen des Arbeitsfeldes werden mit Video auf die Projektionswände übertragen.

The clean-room op is located behind the auditorium stage. Removable glass partitions allow a direct viewing. Close-up views of the working area are broadcast via video on to projection screens.

- Der Seminarraum mit 24 zahntechnischen Arbeitsplätzen und fünf Behandlungsstühlen dient praktischen Übungen. Auch hier ist modernste Projektionstechnik vorhanden.

The seminar room with 24 dental work stations and five dentist's chairs can be used for practical exercises, also equipped with state-of-the-art projection technology.



VOCATIONAL TRAINING ON A HIGH LEVEL

- Im Empfangsbereich befindet sich die Ausstellung der im Kurs verwendeten Materialien sowie eine gemütliche Cafeteria.

In the reception area the materials used in the course are exhibited along with a comfortable cafeteria.



Das gern besuchte Fortbildungszentrum liegt in einem südlichen Vorort von München. Es bietet neben der Idylle des Fünf-Seen-Landes im Voralpengebiet ein attraktives Umfeld.

Profitieren Sie von den Vorzügen hervorragender Fortbildung und dem Meinungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen.

Einen genauen Überblick über unser Kursprogramm, Kursinhalte, Erfahrungsberichte und Räumlichkeiten finden Sie unter

www.cde-info.de

Center of Dental Education GmbH

Fußbergstraße 1 • 82131 Gauting near Munich
Tel +49 89 800654-60 • Fax +49 89 800654-69
mail@cde-info.de • www.cde-info.de

The frequently visited advanced dental training institute is located in a southern suburb of Munich. It offers an attractive surrounding besides the idyllic scene of the "Five Lakes Region" in the region of the foothills of the alps.

Benefit from the merits of high-classed vocational training and from the exchange of views with colleagues.

More information about the agenda and the content of the courses, and some first-hand reviews are available under

www.cde-info.de





SAM Präzisionstechnik GmbH
Fussbergstrasse 1 82131 Gauting Germany
Tel: +49 89 800654 -0 Fax: +49 89 800654 -32
Email: info@sam-dental.de